

Московский Физико-Технический Институт

Отчет о выполнении лабораторной работы

5.10.1 Электронный парамагнитный резонанс

Аннотация

Цель работы: Исследуется электронный парамагнитный резонанс в молекуле $Д\Phi\Pi\Gamma$, определяется g-фактор электрона, измеряется ширина ЭПР.

Содержание

1	Теоретическая справка	3
2	Экспериментальная установка	4
3	Результаты измерений и обработка данных	5
4	Заключение	5

1 Теоретическая справка

Энергетический уровень электрона в присутствии магнитного поля с индукцией B расщепляется на подуровня, расстояние между которыми равно

$$\Delta E = E_2 - E_1 = 2\mu B. \tag{1}$$

Здесь μ – абсолютная величина проекции магнитного момента на направление поля.

Между этими двумя уровнями возможны переходы. Эти переходы могут возбуждаться внешним высокочастотным электромагнитным полем, если оно имеет нужную частоту и нужное направление.

Резонансное значение частоты определяется из очевидной формулы:

$$\hbar\omega_0 = \Delta E. \tag{2}$$

При переходе с нижнего на верхний уровень энергии электрон поглощает квант электромагнитной энергии, а при обратном переходе такой же квант излучается. Возбуждение электронных резонансных переходов электромагнитным полем, имеющим частоту, определяемую формулой (2), носит название электронного парамагнитного резонанса (ЭПР).

В настоящей работе необходимо получить сигнал ЭПР на кристаллическом дифенилпикрилгидразиле (ДФПГ) и определить значение g-фактора для электрона. Как известно, связь между магнитным моментом μ электрона и его механическим моментом $\mathbf M$ выражается через гиромагнитное отношение γ с помощью формулы

$$\mu = \gamma M. \tag{3}$$

А магнитный момент частицы, измеренный в магнитонах Бора, а механический - в \hbar , то их связь можно записать через g-фактор:


$$\frac{\mu}{\mu_{\rm B}} = \frac{M}{\hbar} \tag{4}$$

Используя соотношения (1)-(4), нетрудно получить выражение для g-фактора через определяемые экспериментально величины:

$$g = \frac{\hbar\omega_0}{\mu_{\rm B}B}.\tag{*}$$

2 Экспериментальная установка


Образец (порошок ДФПГ) в стеклянной ампуле помещяется внутрь катушкииндуктивнсоти входящей в состав колебательного контура. Входящий в состав контура конденсатор состоит из двух платсин, разделенных воздушным зазором, одна из пластин может перемещаться поворотом штока. Колебания в контуре возбуждаются антенной, соединённой с генератором частоты (ВЧ) Г4-116. Амплитуда колебаний поля в катушке индуктивности измеряется по наводимой в петле связи ЭДС индукции. Высокочастотные колебания ЭДС индукции в приёмном контуре детектируются диодом, измеряемая при помощи осциллографа низкочастотная огибающая этого сигнала пропорциональна квадрату амплитуды колебаний поля в катушке.




Постоянной магнитное поле создаётся пропусканием тока от источника постоянного тока через основные катушки. При этом при помощи вольтметра измеряется падение напряжения на резисторе в цепи основных катушек. Переменное поле небольшой амплитуды создаётся подачей на модуляционные катушки напряжения с регулируемого трансформатора ЛАТР. Для измерения амплитуды колебаний переменного поля используется пробная катушка известной геометрии, подключенная к вольтметру.

3 Результаты измерений и обработка данных

В данной работе мы измерили следующие величины, но сперва мы добились резонанса:



Мы рассчитали:



4 Заключение

В заключение, хочу отметить, что мы исследовали электронный парамагнитный резонанс в молекуле ДФПГ, определили g-фактор электрона, измерили ширину ЭПР.